



# ASA DENTAL®

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE STRUMENTI DENTALI  
DESIGN AND MANUFACTURING OF DENTAL INSTRUMENTS

## **Estrazione**

*Extractive*



*Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...*



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinze per Estrazione - Campo di Applicazione

Extracting Forceps - Range of Application

Estrazione - Extractive



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

Per una più facile identificazione d'uso dello strumento, tutte le pinze Asa Dental riportano all'interno del manico la designazione grafica internazionale.

All forceps have international designation for better identification.



8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8



8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8

	Inferiori/Lower	Superiori/Upper	Incisiivi e canini Incisors and canines	Premolari Premolars	Molari Molars	Radici Roots	Deni del giudizio Third molars	Per bambini For children	Pagina/Page
0100-1		•							
0100-2		•							
0100-3		•							A5
0100-4	•								
0100-7				•					
0100-8				•					
0100-13				•					
0100-17					•				
0100-18					•				A6
0100-18A					•				
0100-19							•		A7
0100-20							•		
0100-21					•				A6
0100-22					•				
0100-22L					•		•		A7
0100-22R					•		•		
0100-23					•				
0100-24					•				
0100-29						•			A8
0100-29N		•				•			
0100-30						•			
0100-31	•					•			
0100-33						•			
0100-33A						•			
0100-33L						•			A9
0100-38A						•			
0100-41						•	•		
0100-43A						•	•		
0100-44						•	•		
0100-45						•	•		A10
0100-46						•	•		
0100-46L						•	•		
0100-48						•	•		
0100-49						•	•		
0100-51						•	•		A11
0100-51A						•	•		
0100-51L						•	•		
0100-51LX						•	•		
0100-52		•				•			
0100-54					•	•			A12
0100-55					•	•			
0100-56				•		•			
0100-59						•			
0100-59L	•					•			A13
0100-60						•			
0100-65L					•	•			
0100-65R					•	•			
0100-66L					•	•			
0100-66R					•	•			
0100-67							•		A14
0100-67A							•		
0100-67/L							•		A15
0100-67/R							•		
0100-68						•			A14
0100-73				•					
0100-74						•			A15
0100-74M	•					•			

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinze per Estrazioni - Campo di Applicazione

### Extracting Forceps - Range of Application

	Inferiori/Lower	Incisivi e canini Incisors and canines	Superiori/Upper	Premolari Premolars	Molari Molars	Radici Roots	Deniti del giudizio Third molars	Per bambini For children	Pagina/Page
0100-74N									
0100-75	•		•						
0100-79							•		A16
0100-79A							•		
0100-79C							•		
0100-86/L							•		
0100-86/R							•		
0100-86C				•					A17
0100-86W							•		
0100-87				•					
0100-89					•				
0100-90				•					A18
0100-99				•					
0100-107		•							
0100-121							•		
0100-145						•			
0100-151/						•			A19
0100-166				•	•				
0100-167			•						
0100-168		•							
0100-169	•								
0100-346						•			A20
0100-349						•			
0100-359						•			
0104-1		•							
0104-2				•					A21
0104-3	•	•							
0104-4				•					
0130-1		•							
0130-2		•							
0130-4	•								A22
0130-7				•					
0130-13			•						
0130-17					•				
0130-18					•				
0130-21				•					A23
0130-22				•					
0130-33						•			
0130-45						•			
0130-51A						•			
0130-67A							•		A24
0130-74						•			
0130-79							•		
0130-86C				•					
0130-89					•				
0130-90					•				
0130-145						•			A25
0130-151/						•			
0130-349						•			
0130-359						•			A24
0120-5							•		
0120-6									
0120-10S					•				A26
0120-16				•					
0120-17				•					
0120-18L				•					A27
0120-18R				•					

	Inferiori/Lower	Incisivi e canini Incisors and canines	Superiori/Upper	Premolari Premolars	Molari Molars	Radici Roots	Deniti del giudizio Third molars	Per bambini For children	Pagina/Page
0120-23					•				
0120-53R					•				A27
0120-53L					•				
0120-65		•					•		
0120-69						•	•		A28
0120-88R					•				
0120-88L					•				
0120-101								•	
0120-150		•		•			•		
0120-150S								•	
0120-151	•		•			•			A29
0120-151S								•	
0120-222							•		
0110-37		•						•	
0110-39					•			•	
0110-39R					•			•	A30
0110-39L					•			•	
0110-51S							•	•	
0110-13S			•					•	
0110-22S				•				•	
0110-30S		•				•		•	A31
0110-33S					•			•	
0110-38	•							•	
0112-1		•						•	
0112-2				•				•	
0112-3					•			•	
0112-4						•		•	A32
0112-5	•							•	
0112-6				•				•	
0112-7					•			•	



**0100-121** Pinza Ogden-Felsch per ottavi superiori  
Ogden-Felsch extracting forceps for upper third molars

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Set per Estrazione

### ► Set Strumenti per Estrazione e per la Chirurgia Orale

► Instruments SET for Extraction and Oral Surgery



#### S0100-1

**Contenuto/Contents:** 0100-1, 0100-17, 0100-18, 0100-79, 0100-67A, 0100-51A, 0100-13, 0100-22



#### S0100-2

**Contenuto/Contents:** 0100-1, 0100-7, 0100-17, 0100-18, 0100-4, 0100-13, 0100-22, 0100-86C



#### S0100-3

**Contenuto/Contents:** 0100-67A, 0100-51A, 0100-33, 0100-79, 0200-1, 0201-2, 0201-3, 0202-320, 0202-321



#### S0100-4

**Contenuto/Contents:** 0100-67A, 0100-51A, 0100-33, 0100-79, 0200-1, 0201-2, 0201-3, 0435-14TC, 0425-16TC

#### 8002

Steriloil - **Contenuto/Contents:** 40 ml



Massima protezione degli strumenti in autoclave. Penetra negli snodi e lubrifica. Protegge e lubrifica gli strumenti chirurgici e dentali prima e dopo la sterilizzazione. Modalità d'uso: oliare prima e dopo la sterilizzazione le punte, gli snodi e le chiusure degli strumenti.

*Best instruments' autoclaving protection. Penetrates and lubricates all instruments' joints. Protects all dental and surgical hand instruments before and after sterilization. Instructions for use: oil all tips, joints and fastening of instruments before and after sterilization.*

#### 8010

Silicone - **Contenuto/Contents:** 40 ml



Lubrificante speciale per strumenti dentali e chirurgici. Per lubrificare gli snodi di forbici, pinze per estrazione, ossivore, emostatiche, porta aghi ecc. prima e dopo la sterilizzazione. Non prosciuga durante la sterilizzazione. Protegge dalla corrosione e da altri depositi e cura il buon funzionamento degli strumenti.

*Specific lubricant for dental and surgical instruments. The lubricant is designed to lubricate joints of all dental instruments (scissors, haemostatic and extracting forceps, bone rongeurs, needle holders etc.). Before and after sterilization it does not dry out during sterilization. Provides protection from corrosion and other deposits and ensures proper operation of the instruments.*

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinze per Estrazione

### Extracting Forceps




CON PROFILO  
RITENTIVO  
WITH SERRATED  
TIPS

**0100-1 Fig. 1**  
Incisivi e canini superiori  
*Upper incisors and canines*



CON PROFILO  
RITENTIVO  
WITH SERRATED  
TIPS

**0100-2 Fig. 2**  
Incisivi e canini superiori  
*Upper incisors and canines*



CON PROFILO  
RITENTIVO  
WITH SERRATED  
TIPS

**0100-3 Fig. 3**  
Incisivi e canini superiori sovrapposti  
*Overlapping upper incisors and canines*



CON PROFILO  
RITENTIVO  
WITH SERRATED  
TIPS

**0100-4 Fig. 4**  
Incisivi e canini inferiori  
*Lower incisors and canines*



CON PROFILO  
RITENTIVO  
WITH SERRATED  
TIPS

**0100-7 Fig. 7**  
Premolari superiori  
*Upper premolars*



**0100-1** Pinza dritta per incisivi e canini superiori  
*Straight extracting forceps for upper incisors and canines*

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Pinze per Estrazione

Extracting Forceps

Estrazione - Extractive



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-8 Fig. 8**  
Premolari inferiori  
Lower premolars



**0100-13** Pinza curva per premolari inferiori  
Curved extracting forceps for lower premolars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-13 Fig. 13**  
Premolari inferiori  
Lower premolars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-18A Fig. 18A**  
Molari superiori  
Upper molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-17 Fig. 17**  
Molari superiori destri  
Upper molars, right



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-18 Fig. 18**  
Molari superiori sinistri  
Upper molars, left



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-20 Fig. 20**  
Denti del giudizio inferiori  
Lower third molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-21 Fig. 21**  
Molari inferiori  
Lower molars

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinze per Estrazione

### Extracting Forceps



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-19 Fig. 19**  
Denti del giudizio superiori  
Upper third molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-22L Fig. 22L** Routurier  
Molari e denti del giudizio inferiori, sinistri  
Lower molars and third molars, left



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-22 Fig. 22**  
Molari inferiori  
Lower molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

sTIPS

**0100-22R Fig. 22R** Routurier  
Molari e denti del giudizio inferiori, destri  
Lower molars and third molars, right




**0100-22R** Pinza Routurier per molari inferiori destri  
Routurier extracting forceps for lower molars and third molars, right

# Pinze per Estrazione

## Extracting Forceps

Estrazione - Extractive



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

**0100-23 Fig. 23**  
Molari inferiori destri  
Lower molars, right



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

**0100-24 Fig. 24**  
Molari inferiori sinistri  
Lower molars, left



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

**0100-29 Fig. 29**  
Radici superiori  
Upper roots



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

**0100-29N Fig. 29N**  
Radici e incisivi superiori  
Upper roots and incisors



**0100-29N** Pinza dritta per radici e incisivi superiori  
Straight extracting forceps for upper roots and incisors



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

**0100-30 Fig. 30**  
Radici superiori  
Upper roots



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

**0100-31 Fig. 31**  
Radici e incisivi inferiori  
Lower roots and incisors



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinze per Estrazione

### Extracting Forceps



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-33 Fig. 33**

Radici inferiori  
Lower roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-33A Fig. 33A**

Radici inferiori  
Lower roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-33L Fig. 33L**

Radici inferiori  
Lower roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-38A Fig. 38A**

Denti inferiori fratturati o parzialmente rotti  
Fractured or decayed lower teeth



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-41 Fig. 41**

Radici superiori  
Upper roots



**0100-38A** Pinza curva per denti inferiori fratturati o parzialmente rotti

Curved extracting forceps for fractured or decayed lower teeth

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Pinze per Estrazione

Extracting Forceps

Estrazione - Extractive



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-43A Fig. 43A**

Denti superiori fratturati o parzialmente rotti  
*Fractured or decayed upper teeth*



**0100-45** Pinza curva per radici inferiori  
*Curved extracting forceps for lower roots*



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-44 Fig. 44**

Radici superiori  
*Upper roots*



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-45 Fig. 45**

Radici inferiori  
*Lower roots*



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-46 Fig. 46**

Radici inferiori  
*Lower roots*



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-46L Fig. 46L**

Radici inferiori  
*Lower roots*

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinze per Estrazione

### Extracting Forceps



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-48 Fig. 48**

Radici superiori  
Upper roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-49 Fig. 49**

Radici superiori  
Upper roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-51 Fig. 51**

Radici superiori  
Upper roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-51A Fig. 51A**

Radici superiori  
Upper roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-51L Fig. 51L**

Radici superiori  
Upper roots



**0100-51A** Pinza angolata per radici superiori  
Angled extracting forceps for upper roots

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Pinze per Estrazione

Extracting Forceps

Estrazione - Extractive



**0100-51LX Fig. 51LX**

Radici superiori  
Upper roots



**0100-52 Fig. 52**

Radici superiori e canini  
Upper roots and canines



**0100-54 Fig. 54**

Per separare molari superiori  
For separating upper molars



**0100-55 Fig. 55**

Per separare molari superiori  
For separating upper molars



**0100-56 Fig. 56**

Per separare molari inferiori  
For separating lower molars



**0100-55** Pinza per lussazione ultimo molare superiore  
Extracting forceps for separating upper last molar

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinze per Estrazione

Extracting Forceps



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-59 Fig. 59**

Radici inferiori  
Lower roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-59L Fig. 59L**

Radici incisivi inferiori  
Lower incisor roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-60 Fig. 60**

Radici inferiori  
Lower roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-65L Fig. 65L**

Molari superiori sinistri  
Upper molars, left



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-65R Fig. 65R**

Molari superiori destri  
Upper molars, right



**0100-65L** Pinza per molari superiori sinistri vista palatale  
Extracting forceps for upper left molars palatal sight

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Pinze per Estrazione

Extracting Forceps

Estrazione - Extractive



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-66L Fig. 66L**

Molari superiori sinistri  
Upper molars, left



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-66R Fig. 66R**

Molari superiori destri  
Upper molars, right



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-67 Fig. 67**

Denti del giudizio superiori  
Upper third molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-67A Fig. 67A**

Denti del giudizio superiori  
Upper third molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-68 Fig. 68**

Radici inferiori  
Lower roots



**0100-68** Pinza per molari e radici inferiori  
Extracting forceps for lower roots and molars

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinze per Estrazione

### Extracting Forceps



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-67/L Fig. 67 1/2 L**  
Denti del giudizio superiori, sinistri  
*Upper third molars, left*



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-67/R Fig. 67 1/2 R**  
Denti del giudizio superiori, destri  
*Upper third molars, right*



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-73 Fig. 73**  
Molari inferiori  
*Lower molars*



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-74 Fig. 74**  
Radici inferiori  
*Lower roots*



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-74M Fig. 74M**  
Radici inferiori  
*Lower roots*



**0100-67/L** Pinza per denti del giudizio superiori sinistri  
*Extracting forceps for upper left third molars*

*Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...*

**ASA DENTAL®**

## Pinze per Estrazione

*Extracting Forceps*

**Estrazione - Extractive**



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-74N Fig. 74N**

Radici inferiori  
*Lower roots*



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-75 Fig. 75**

Canini e premolari inferiori  
*Lower canines and premolars*



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-79 Fig. 79**

Denti del giudizio inferiori  
*Lower third molars*



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-79A Fig. 79A**

Denti del giudizio inferiori  
*Lower third molars*



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-79C Fig. 79C**

Denti del giudizio inferiori  
*Lower third molars*



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinze per Estrazione

Extracting Forceps



**0100-86/L Fig. 86 1/2 L** Routurier  
Denti del giudizio inferiori sinistri  
Lower third molars, left



**0100-86/R Fig. 86 1/2 R** Routurier  
Denti del giudizio inferiori destri  
Lower third molars, right



**0100-86C Fig. 86C**  
Molari inferiori  
Lower molars



**0100-86W Fig. 86W** White - cm. 17  
Pinza per lussazione ultimo molare inferiore  
Extracting forceps for lower last molar

**0100-86W** Pinza per lussazione ultimo molare inferiore  
Extracting forceps for lower last molar



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Pinze per Estrazione

Extracting Forceps

Estrazione - Extractive



**0100-87 Fig. 87**

Molari inferiori cariati o corone rotte  
Lower decayed molars or broken crowns



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS



**0100-89 Fig. 89**

Molari superiori destri  
Upper molars, right



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS



**0100-90 Fig. 90**

Molari superiori sinistri  
Upper molars, left



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS



**0100-99 Fig. 99**

Molari inferiori con corona rotta  
Lower molars with broken crowns



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS



**0100-107 Fig. 107**

Canini superiori  
Upper canines

## Pinze per Estrazione

### Extracting Forceps



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-121 Fig. 121** Ogden-Felsch  
Denti del giudizio superiori  
Upper third molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-145 Fig. 145**  
Radici inferiori  
Lower roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0100-151/ Fig. 151 1/2**  
Radici superiori  
Upper roots



**0100-166 Fig. 166** Trotter  
Pinza universale per denti superiori, in  
particolare molari e premolari  
Universal extracting forceps for upper  
teeth, in particular molars and premolars



**0100-167 Fig. 167** Trotter  
Pinza universale per denti inferiori in  
particolare molari e premolari  
Universal extracting forceps for lower  
teeth, in particular molars and premolars

• **0100-121** Pinza Ogden-Felsch per ottavi superiori  
Ogden-Felsch extracting forceps for upper third molars

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinze per Estrazione

Extracting Forceps

Estrazione - Extractive



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

**0100-168 Fig. 168** Trotter  
Canini superiori  
Upper canines



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

**0100-169 Fig. 169** Trotter  
Canini inferiori  
Lower canines



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

**0100-346 Fig. 346**  
Radici inferiori  
Lower roots



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

**0100-349 Fig. 349**  
Radici superiori  
Upper roots



CON PROFILO RITENTIVO

WITH SERRATED TIPS

**0100-359 Fig. 359**  
Radici inferiori  
Lower roots



**0100-349** Pinza dritta per radici superiori  
Straight extracting forceps for upper roots

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Pinze per Estrazione - Mead

Extracting Forceps - Mead Pattern



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0104-1 Fig. 1**

Pinza universale per incisivi e canini superiori  
Universal extracting forcep for upper incisors and canines



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0104-2 Fig. 2**

Molari superiori  
Upper molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0104-3 Fig. 3**

Incisivi, premolari e radici inferiori  
Lower incisors, premolars and roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0104-4 Fig. 4**

Molari inferiori  
Lower molars

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinze per Estrazione con Manico Anatomico

Extracting Forceps with Anatomically Shaped handle

Estrazione - Extractive



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-1 Fig. 1**

Incisivi e canini superiori  
*Upper incisors and canines*



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-2 Fig. 2**

Incisivi e canini superiori  
*Upper incisors and canines*



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-4 Fig. 4**

Incisivi e canini inferiori  
*Lower incisors and canines*



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-7 Fig. 7**

Premolari superiori  
*Upper premolars*



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-13 Fig. 13**


Premolari inferiori  
*Lower premolars*

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinze per Estrazione con Manico Anatomico

Extracting Forceps with Anatomically Shaped handle



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-17 Fig. 17**

Molari superiori destri  
Upper molars, right



**0130-17** Pinza per molari superiori destri  
Extracting forceps for upper right molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-18 Fig. 18**

Molari superiori sinistri  
Upper molars, left



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-21 Fig. 21**

Molari inferiori  
Lower molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-22 Fig. 22**

Molari inferiori  
Lower molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-33 Fig. 33**

Radici inferiori  
Lower roots

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Pinze per Estrazione con Manico Anatomico

Extracting Forceps with Anatomically Shaped handle

Estrazione - Extractive



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-45 Fig. 45**  
Radici inferiori  
Lower roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-51A Fig. 51A**  
Radici superiori  
Upper roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-67A Fig. 67A**  
Denti del giudizio superiori  
Upper third molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-74 Fig. 74**  
Radici inferiori  
Lower roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-79 Fig. 79**  
Denti del giudizio inferiori  
Lower third molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-86C Fig. 86C**  
Molari inferiori  
Lower molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-359 Fig. 359**  
Radici inferiori  
Lower roots




Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinze per Estrazione con Manico Anatomico

Extracting Forceps with Anatomically Shaped handle



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-89 Fig. 89**

Molari superiori destri  
Upper molars, right



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-90 Fig. 90**

Molari superiori sinistri  
Upper molars, left



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-145 Fig. 145**

Radici inferiori  
Lower roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-151/ Fig. 151 1/2**

Radici superiori  
Upper roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0130-349 Fig. 349**

Radici superiori  
Upper roots



**0130-151/** Pinza per radici superiori  
Extracting forceps for upper roots

*Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...*

**ASA DENTAL®**

## Pinze per Estrazione Forma Americana

*Extracting Forceps - American Pattern*

**Estrazione - Extractive**



**0120-5 Fig. 5** Physick  
Denti del giudizio inferiori  
Lower third molars



**0120-6 Fig. 6**  
Pinza per separare  
Separating forceps



**0120-10S Fig. 10S**  
Molari superiori  
Upper molars



**0120-16 Fig. 16**  
Molari inferiori  
Lower molars



**0120-17 Fig. 17**  
Molari inferiori  
Lower molars

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinze per Estrazione Forma Americana

Extracting Forceps - American Pattern



**0120-18L Fig. 18L** Harris  
Molari superiori sinistri  
Upper molars, left



**0120-18R Fig. 18R** Harris  
Molari superiori destri  
Upper molars, right



**0120-23 Fig. 23**  
Molari inferiori  
Lower molars



**0120-53R Fig. 53R**  
Molari superiori destri  
Upper molars, right



**0120-53L Fig. 53L**  
Molari superiori sinistri  
Upper molars, left



**0120-18L** Pinza Harris per molari superiori sinistri  
Harris extracting forceps for upper left molars

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Pinze per Estrazione Forma Americana

Extracting Forceps - American Pattern

Estrazione - Extractive



**0120-65 Fig. 65**  
Incisivi e radici superiori  
Upper incisors and roots



**0120-69 Fig. 69** Tomes  
Radici superiori e inferiori  
Upper and lower roots



**0120-88R Fig. 88R** Nevius  
Molari superiori destri  
Upper molars, right



**0120-88L Fig. 88L** Nevius  
Molari superiori sinistri  
Upper molars, left



**0120-101 Fig. 101** Hull  
Denti di latte  
Deciduous teeth

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Pinze per Estrazione Forma Americana

Extracting Forceps - American Pattern



**0120-150 Fig. 150** Cryer  
Incisivi, premolari e radici superiori  
Upper incisors, premolars, roots



**0120-150** Pinza Cryer per incisivi, premolari e radici superiori  
Cryer extracting forceps for upper incisors, premolars and roots



**0120-150S Fig. 150S** Cryer  
Denti superiori (per bambini)  
Upper teeth (for children)



**0120-151 Fig. 151** Cryer  
Incisivi premolari e radici inferiori  
Lower incisors, premolars, roots



**0120-151S Fig. 151S** Cryer  
Denti inferiori (per bambini)  
Lower teeth (for children)



**0120-222 Fig. 222**  
Denti del giudizio inferiori  
Lower third molars

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Pinze per Estrazione per Bambini

Extracting Forceps for Children

**S0110**

**Contenuto/Contents:** 0110-37, 0110-39, 0110-39R, 0110-39L, 0110-51S, 0110-13S, 0110-30S, 0110-33S, 0110-22S, 0110-38



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0110-37 Fig. 37**

Incisivi superiori  
Upper incisors



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0110-39 Fig. 39**

Molari superiori  
Upper molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0110-39R Fig. 39R**

Molari superiori destri  
Upper molars, right



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0110-39L Fig. 39L**

Molari superiori sinistri  
Upper molars, left



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0110-51S Fig. 51S**

Radici superiori  
Upper roots

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinze per Estrazione per Bambini

Extracting Forceps for Children



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS



**0110-135 Fig. 135**

Premolari inferiori  
Lower premolars



**0110-225** Pinza per molari inferiori  
Extracting forceps for lower molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS



**0110-225 Fig. 225**

Molari inferiori  
Lower molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS



**0110-305 Fig. 305**

Incisivi e radici superiori  
Upper incisors and roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS



**0110-335 Fig. 335**

Radici inferiori  
Lower roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS



**0110-38 Fig. 38**

Incisivi e canini inferiori  
Lower incisors and canines

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinze per Estrazione per Bambini - mod. Klein

Extracting Forceps for Children - Klein pattern

Estrazione - Extractive



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0112-1 Fig. 1**

Incisivi superiori  
Upper incisors



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0112-2 Fig. 2**

Premolari superiori  
Upper premolars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0112-3 Fig. 3**

Molari superiori  
Upper molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0112-4 Fig. 4**

Radici superiori  
Upper roots



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0112-5 Fig. 5**

Incisivi inferiori  
Lower incisors

**S0112**

**Contenuto/Contents:** 0112-1, 0112-2, 0112-3,  
0112-4, 0112-5, 0112-6, 0112-7



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0112-6 Fig. 6**

Molari inferiori  
Lower molars



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0112-7 Fig. 7**

Radici inferiori  
Lower roots



## Pinze per Radici e Frammenti

### Root Splinter Forceps



CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0101-1 Fig. 1** Witzel  
Radici inferiori  
Lower roots




CON PROFILO  
RITENTIVO

WITH SERRATED  
TIPS

**0101-2 Fig. 2** Witzel  
Radici superiori  
Upper roots



**0102-1 Fig. 1** Stieglitz  
Frammenti di radici  
Root fragments



**0102-2 Fig. 2** Stieglitz  
Frammenti di radici  
Root fragments



**0102-2** Pinza Stieglitz per frammenti di radici  
Stieglitz root splinter forceps

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Pinze Ossivore Alveolotome

Bone Rongeurs



**0103-20** Pinza ossivora curva Friedman  
Friedman bone rongeur, curved

■ **Pinza per tessuti**  
Bone/soft tissue nipper



**0103-10**  
Luer  
cm. 15



**0103-20**  
Friedman  
cm. 14



**0103-25**  
Mini Friedman  
cm. 12



**0103-60**  
Goldman-Fox  
cm. 10

Dimensioni ridotte per accesso  
in aree molto limitate

*Small size for use in limited  
access areas*



**0103-30**  
Blumenthal  
cm. 15



**0103-31**  
Blumenthal 45°  
cm. 14,5



**0103-32**  
Blumenthal 90°  
cm. 14



**0103-50**  
Mead 1A  
cm. 16,5

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Pinze Ossivore Alveolotome

Bone Rongeurs



**0103-40**  
Cleveland 5  
cm. 16,5



**0103-45**  
Cleveland-Gardner  
cm. 16,5



**0103-70** Pinza ossivora dritta a doppio snodo Mini-Ruskin  
Mini-Ruskin bone rongeur multiple action, straight

■ **Pinze ossivore doppio snodo**  
Bone rongeurs, multiple action



**0103-70**  
Mini-Ruskin  
cm. 15,5



**0103-71**  
Beyer  
cm. 18

Estrazione - Extractive

## Kit Leve per Radici

### Root Elevators Kit

#### S0200-6

**Contenuto/Contents:** 0200-1, 0200-4, 0201-2,  
0201-3, 0220-44, 0220-45



#### S0200-10

**Contenuto/Contents:** 0200-2, 0200-3, 0200-4, 0201-2,  
0201-3, 0291-2, 0291-3, 0291-1, 0202-321, 0202-320



#### S0244-6

**Contenuto/Contents:** 0244-1, 0244-2, 0244-3, 0244-4,  
0244-5, 0244-6



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Leve per Radici

### Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile

With stainless steel handle



0234-1 Leva per radici inferiori Hylin  
Hylin lower roots elevator

4 mm



0234-1  
Fig. 1  
Hylin

3,6 mm



0234-2  
Fig. 2  
Hylin

3,6 mm



0234-3  
Fig. 3  
Hylin



0234-4  
Fig. 4  
Hylin



0232-1  
Fig. 1  
Coleman



0231-2  
Fig. 2  
London Hospital



0231-3  
Fig. 3  
London Hospital



0233-2  
Fig. 2

0233-1  
Fig. 1

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



# Leve per Radici

## Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile

With stainless steel handle

Estrazione - Extractive



**0200-1**  
**Fig. 1B**  
Bein

3 mm

4 mm

3 mm

4 mm

3,2 mm

3,8 mm

**0200-2**  
**Fig. 2B**  
Bein

**0200-3**  
**Fig. 3B**  
Bein

**0200-4**  
**Fig. 4B**  
Bein

**0200-5**  
**Fig. 5B**  
Bein

**0200-6**  
**Fig. 6B**  
Bein



**0200-1** Leva Bein per radici superiori  
Bein upper root elevator



**0201-1**  
**Fig. 1F**  
Fluhr

**0201-2**  
**Fig. 2F**  
Fluhr

**0201-3**  
**Fig. 3F**  
Fluhr

**0205-4B**  
**Fig. 4B SA**  
Schmeckebier  
Apexo

**0205-5B**  
**Fig. 5B SA**  
Schmeckebier  
Apexo

**0205-4**  
**Fig. 4 SA**  
Schmeckebier  
Apexo

**0205-5**  
**Fig. 5 SA**  
Schmeckebier  
Apexo

Punta incavata  
Concave tip

Punta piatta  
Flat tip

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



# Leve per Radici con punte Elicoidali

## Helicoidal Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile  
With stainless steel handle



0244-1  
Fig. 1K  
Kopp



0244-2  
Fig. 2K  
Kopp

0244-3  
Fig. 3K  
Kopp

0244-4  
Fig. 4K  
Kopp

0244-5  
Fig. 5K  
Kopp

0244-6  
Fig. 6K  
Kopp

2,5 mm



0218-1  
Fig. 1



● 0218-3 Leva per radici superiori con punta elicoidale  
Upper root elevator with helicoidal tip

■ Punta elicoidali  
Helicoidal tips



0218-2  
Fig. 2

0218-3  
Fig. 3

0218-4  
Fig. 4

0219-1  
Fig. 1

0219-2  
Fig. 2

*Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...*



## Leve per Radici

### Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile

*With stainless steel handle*



**0206-71**  
**Fig. 71**  
Miller-Apexo



**0206-72**  
**Fig. 72**  
Miller-Apexo



**0206-73**  
**Fig. 73**  
Miller-Apexo



**0206-74**  
**Fig. 74**  
Miller-Apexo



**0207-19**  
**Fig. 19**



**0207-20**  
**Fig. 20**



**0208-34S**  
**Fig. 34S**  
Seldin



**0208-34**  
**Fig. 34**  
Seldin



**0208-25**  
**Fig. 25**  
Seldin



**0208-3S**  
**Fig. 3S**  
Seldin



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Leve per Radici

Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile  
With stainless steel handle



**0209-1L**  
**Fig. 1L**  
Seldin



**0209-1R**  
**Fig. 1R**  
Seldin



**0209-4L**  
**Fig. 4L**  
Seldin



**0209-4R**  
**Fig. 4R**  
Seldin



**0210-51**  
**Fig. 51**  
Curtis



**0210-52**  
**Fig. 52**  
Curtis



● **0209-1L** Leva Seldin per radici o frammenti  
Seldin root or fragment elevator



**0211-11**  
**Fig. 11**  
Stout



**0211-11A**  
**Fig. 11A**  
Stout



**0213-12**  
**Fig. 12**

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Leve per Radici

### Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile

With stainless steel handle



0214-A  
Fig. A  
Cogswell



0215-301  
Fig. 301  
Apexo



0215-302  
Fig. 302  
Apexo



0215-303  
Fig. 303  
Apexo



0216-01W  
Fig. 301W  
Seldin



0216-04W  
Fig. 304W  
Seldin



0217-1  
Fig. 1H  
Heidbrink



0217-2  
Fig. 2H  
Heidbrink



0217-40  
Fig. 40H  
Heidbrink



0217-41  
Fig. 41H  
Heidbrink

## Leve per Radici

### Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile  
With stainless steel handle



**0220-44**  
**Fig. 44**  
Cryer



**0220-45**  
**Fig. 45**  
Cryer



**0220-25**  
**Fig. 25**  
Cryer



**0220-26**  
**Fig. 26**  
Cryer



**0220-31**  
**Fig. 31**  
Cryer



**0220-32**  
**Fig. 32**  
Cryer



**0218-81A**  
**Fig. 81A**



**0221-A1C**  
**Fig. A1C**  
Coupland



**0221-A2C**  
**Fig. A2C**  
Coupland



**0221-A3C**  
**Fig. A3C**  
Coupland



● **0220-44** Leva Cryer per radici o frammenti  
Cryer root or fragment elevator

*Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...*

**ASA DENTAL®**

## Leve per Radici

### Root Elevators

■ **Con manico in acciaio inossidabile**

*With stainless steel handle*



**0222-190**  
Fig. 190



**0222-191**  
Fig. 191



**0223-15**  
Fig. 15  
Woodward



**0223-16**  
Fig. 16  
Woodward



**0229-1C**  
Fig. 1C  
Coupland



**0229-2C**  
Fig. 2C  
Coupland



**0229-3C**  
Fig. 3C  
Coupland



**0230-11M**  
Fig. 11M  
Mac Millan



**0230-12M**  
Fig. 12M  
Mac Millan



**0230-13M**  
Fig. 13M  
Mac Millan



**0228-31F**  
Fig. 31F  
Friedman



**0228-32F**  
Fig. 32F  
Friedman



● **0228-31F** Leva per radici inferiori Friedman  
*Friedman lower roots elevator*

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Leve per Radici

### Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile

With stainless steel handle

3,2 mm



0242-1  
Fig. 1

2 mm



0240-1  
Fig. 1  
Bein

4 mm



0242-2  
Fig. 2

3,5 mm



0241-2  
Fig. 2  
Flohr



0241-3  
Fig. 3  
Flohr



0243-7  
Fig. 7  
Cryer



0243-8  
Fig. 8  
Cryer

3 mm



0240-2  
Fig. 2  
Bein

3,7 mm



0240-3  
Fig. 3  
Bein

3 mm



0240-4  
Fig. 4  
Bein

3,7 mm



0240-5  
Fig. 5  
Bein

4,3 mm



0240-6  
Fig. 6  
Bein

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...




## Leve per Radici con Manico Anatomico

Root Elevators with Anatomically Shaped Handle

■ Con manico in acciaio inossidabile

With stainless steel handle



● **0250-1** Leva di Bein per radici con manico anatomico  
Bein root elevator with anatomically shaped handle



**0250-1**  
Fig. 1B  
Bein



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Leve per Radici con Manico Anatomico

Root Elevators with Anatomically Shaped Handle

■ Con manico in acciaio inossidabile

With stainless steel handle



**0256-71**  
**Fig. 71**  
Miller-Apexo



**0256-72**  
**Fig. 72**  
Miller-Apexo



**0259-4L**  
**Fig. 4L**  
Seldin



**0259-4R**  
**Fig. 4R**  
Seldin



**0267-1**  
**Fig. 1H**  
Heidbrink



**0267-2**  
**Fig. 2H**  
Heidbrink



**0267-41**  
**Fig. 41H**  
Heidbrink



**0265-301**  
**Fig. 301**  
Apexo



**0266-01W**  
**Fig. 301W**  
Seldin



**0270-25**  
**Fig. 25**  
Cryer



**0270-26**  
**Fig. 26**  
Cryer



**0270-44**  
**Fig. 44**  
Cryer



**0270-45**  
**Fig. 45**  
Cryer

*Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...*



## Leve per Radici

### Root Elevators

■ **Con manico in acciaio inossidabile**  
*With stainless steel handle*



Walter F. Barry



**0202-320**  
**Fig. 320**

Walter F. Barry



**0202-321**  
**Fig. 321**

Walter F. Barry



**0202-322**  
**Fig. 322**

Walter F. Barry



**0202-323**  
**Fig. 323**

Walter F. Barry



**0202-350**  
**Fig. 350**

Walter F. Barry



**0202-351**  
**Fig. 351**

Walter F. Barry



**0202-370**  
**Fig. 370**

Walter F. Barry



**0202-371**  
**Fig. 371**

Walter F. Barry



Lecluse



**0203-1**  
**Fig. 1LC**  
Lecluse



**0203-1** Leva Lecluse per lussazione ottavo inferiore  
*Lecluse elevator for lower third molar dislocation*



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Leve per Radici

Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile

With stainless steel handle



Winter



0204-1L  
Fig. 11LW  
Winter



0204-1R  
Fig. 11RW  
Winter



0204-11L  
Fig. 111LW  
Winter



0204-11R  
Fig. 111RW  
Winter



0203-24  
Fig. 24  
Pott



0203-25  
Fig. 25  
Pott



0204-12L  
Fig. 12LW  
Winter



0204-12R  
Fig. 12RW  
Winter



0204-14L  
Fig. 14LW  
Winter



0204-14R  
Fig. 14RW  
Winter

*Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...*

**ASA DENTAL®**

## Mini Leve per Frammenti di Radici

### Root-Tip Picks

- **Con manico in acciaio inossidabile**  
With stainless steel handle



**0290-1** Mini leva dritta universale Heidbrink per frammenti  
Heidbrink universal mini-elevator for fragments



**0290-1**  
Fig. 1  
Heidbrink



**0290-2**  
Fig. 2  
Heidbrink



**0290-3**  
Fig. 3  
Heidbrink



**0294-1**  
Fig. 1  
WarwickJames



**0294-2**  
Fig. 2  
WarwickJames



**0294-3**  
Fig. 3  
WarwickJames



**0291-1**  
Fig. 1  
Heidbrink



**0291-2**  
Fig. 2  
Heidbrink



**0291-3**  
Fig. 3  
Heidbrink

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Sindesmotomi

Syndesmotomes



0296-M  
cm. 11

0296-0  
Fig. 0

0296-1  
Fig. 1

0296-2  
Fig. 2

0296-3  
Fig. 3

0296-4  
Fig. 4

0296-5  
Fig. 5



0296-6  
Fig. 6



0296-7  
Fig. 7



0296-8  
Fig. 8



0296-9  
Fig. 9



0296-11  
Fig. 11



0296-21  
Fig. 21



0296-22  
Fig. 22



0296-23  
Fig. 23



0296-24  
Fig. 24



0296-25  
Fig. 25



0296-26  
Fig. 26



0296-27  
Fig. 27



0296-28  
Fig. 28



0296-29  
Fig. 29

## Set di Sindesmotomi

### Syndesmotomes Instruments Kit

Serie completa di 1 manico e 20 punte intercambiabili, con vassoio completo

Complete kit composed of 1 handle and 20 interchangeable tips, with complete tray



Manico universale per sindesmotomo: fase di inserimento punte  
Universal handle for syndesmotome: tip insertion phase

S0296



**Contenuto/Contents:** 0296-M, 0296-0, 0296-1, 0296-2, 0296-3, 0296-4, 0296-5, 0296-6, 0296-7, 0296-8, 0296-9, 0296-11, 0296-21, 0296-22, 0296-23, 0296-24, 0296-25, 0296-26, 0296-27, 0296-28, 0296-29, 2700-G, 2700-L, 2700-U

Serie completa di 1 manico e 11 punte intercambiabili, con vassoio completo

Complete kit composed of 1 handle and 11 interchangeable tips, with complete tray



Sindesmotomo: fase di fissaggio punta nel manico  
Syndesmotome: screwing in place

S0296-1



**Contenuto/Contents:** 0296-M, 0296-0, 0296-1, 0296-2, 0296-3, 0296-4, 0296-5, 0296-6, 0296-7, 0296-8, 0296-9, 0296-11, 2700-G, 2700-L, 2700-U

Portapunte per sindesmotomi, 20 fori  
Syndesmotome tips holder, 20 holes



Sindesmotomo montato con punta retta fig. 0  
Complete syndesmotome with straight tip fig. 0



0297-1  
mm. 70x40x12



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Sindesmotomi

Syndesmotomes

■ Con manico in acciaio inossidabile  
With stainless steel handle



● **0295-3**  
Sindesmotomo a "falce"  
di Chompret  
*Chompret syndesmotome,  
sickle pattern*



**0295-1**  
Fig. 1  
Chompret

**0295-2**  
Fig. 2  
Chompret

**0295-3**  
Fig. 3  
Chompret

**0295-4**  
Fig. 4  
Chompret

■ Periotomi  
Periotomes



**ML1845-1**  
Fig. 1

**ML1845-2**  
Fig. 2

**ML1845-3**  
Fig. 3

Estrazione - Extractive

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Allestimenti Asa

### Asa Presentation

#### 9000-10

Astuccio vuoto per 12 pinze e 26 strumenti  
Empty case for 12 extracting forceps and 26 instruments



#### S9000-10

Astuccio porta strumenti e pinze, completo di 39 strumenti base  
Case for instruments and pliers, with 39 instruments

##### Contenuto/Contents:

0100-1, 0100-4, 0100-13, 0100-22, 0100-51A, 0100-67A, 0100-79, 0100-145, 0100-151/, 0100-33, 0100-7, 0100-68, 0480-1, 0480-5, 0200-1, 0201-1, 0201-2, 0201-3, 0304-2TC, 0335-1, 0435-14TC, 0446-14TC, 0601-2, 0700-23, S2002-6, MV1807-08, MV1807-12, MV1807-14, MV1850-M9, 1700-1, 1700-2, 1200-2, 1204-2, 1208-2, 1102-2, MV2000-1, MV2000-2, 2801-L3, 2803-U3, 9000-10

#### 9000-11

Astuccio vuoto per 35 strumenti  
Empty case for 35 instruments



#### S9000-11

Astuccio porta strumenti completo di 35 strumenti base, per chirurgia orale  
Case for instruments, with 35 instruments, for oral surgery

##### Contenuto/Contents:

0304-1, 0304-2, 0304-3, 0305-3, 0320-1, 0320-2, 0313-1, 0305-1, 0335-1, 0352, 0350-5, 0350-5A, 0405-14TC, 0415-15TC, 0425-16TC, 0435-14TC, 0430-17, 0446-14TC, 2616-1, 0620-1, 0622-1, 0624-1, 0630-1, 0630-2, MV1850-M9, MV1850-GF, MV1851-PR3, MV2000-1, MV2000-2, MV2000-3, MV2000-4, MV2001-85, MV2001-86, MV2001-87, MV2001-88